

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii	Instrukcja techniczna	IT/02/LZBSzZiP
	Transport materiału do badań	Data wydania: 2015-08-12 Strona 1 / 2

1. Wstęp:

Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania podczas transportu prób do badań laboratoryjnych wykonywanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii (LZBSzZiP).

2. Odpowiedzialność:

Instrukcja obowiązuje wszystkich klientów, którzy zlecają wykonanie badań w LZBSzZiP. Wszyscy zleceniodawcy są zobligowani zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz transportować materiał do badań w sposób niżej opisany. Wszyscy pracownicy LZBSzZiP mają obowiązek zapoznać się z instrukcją i informować osoby przesyłające próbki do badań o jej zawartości i trybie postępowania.

3. Zasady działania i metody:

Próbki materiału przeznaczonego do badań powinny być dostarczone do Punktu Przyjmowania Próbek w jak najkrótszym czasie od momentu ich pobrania. Materiał należy dostarczyć w czasie nie dłuższym niż 2 godz. (krew pełna); 72 godz. (kał) i/lub 32 godz. (surowicę i płyn mózgowo-rdzeniowy) od momentu pobrania materiału. Należy unikać mrożenia materiału. Próbki kału bezwzględnie nie należy mrozić. Transport nie może zmieniać właściwości próbek do badań. Do Punktu Przyjmowania Próbek należy dostarczyć próbkę materiału wraz ze skierowaniem oraz umową.

3.1. Zapakowanie materiału do badań:

Materiał powinien znajdować się w próbówce nietłukącej się i szczelnej (najlepiej plastikowej) opisanej danymi pacjenta: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL/dowodu tożsamości.

Próbowka przed wysłaniem powinna być włożona do szczelnego opakowania (foliowy woreczek zamykany strunowo) wypełnionego chłonnym materiałem (wata, lignina, ręcznik papierowy) w ilości wystarczającej do wchłonięcia materiału w razie rozszczelnienia próbówki. Jeśli próbówek z materiałem jest więcej należy je zapakować oddzielnie. Zalecane jest umieszczenie zapakowanych próbówek w dodatkowe twarde opakowanie.

Podpisaną umowę (2 egzemplarze) oraz czytelnie wypełnione skierowanie należy umieścić w foliowej koszulce w celu ochrony przed zanieczyszczeniem.

Woreczek foliowy z próbówką lub pojemnikiem plastikowym w środku oraz skierowanie i umowy należy zapakować do koperty bąbelkowej. Zewnętrzne opakowanie przesyłki należy oznaczyć symbolem „**Materiał biologiczny kat. B. UN 3373**”. Oznakowanie materiału zakaźnego można znaleźć na stronie internetowej IMW: www.imw.lublin.pl. Symbol należy wydrukować i nakleić na przesyłkę.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii	Instrukcja techniczna	IT/02/LZBSzZiP
	Transport materiału do badań	Data wydania: 2015-08-12 Strona 2 / 2

3.2 Transport próbek w czasie dłuższym niż 2 godz.:

Próbki powinny być transportowane w warunkach chłodni w sposób zapewniający prawidłowy transport materiału potencjalnie zakaźnego, z zapewnieniem bezpieczeństwa osoby transportującej materiał i osób postronnych (np. przez profesjonalną firmę kurierską). Materiał powinien zostać dostarczony do Punktu Przyjmowanie Próbek w terminie do 32 godz. (kał – do 72 h) od momentu pobrania materiału. Jeżeli próbka materiału przed wysłaniem została zamrożona (nie dotyczy kału, którego nie należy mrozić) należy ją w tym stanie transportować.

3.3 Transport próbek w czasie krótszym niż 2 godz.:

Zakłady Opieki Zdrowotnej z terenu województwa lubelskiego oraz pacjenci pobierający materiał od badań w siedzibie IMW mogą dostarczać próbki materiału w pojemnikach oznaczonych napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY” w temperaturze pokojowej w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu pobrania materiału. Probówki podczas transportu należy umieścić w pozycji pionowej.

3.4. Postępowanie w przypadku rozlania materiału zakaźnego:

Miejsce, w którym doszło do zanieczyszczenia potencjalnym materiałem zakaźnym należy jak najszybciej oczyścić i zdezynfekować przeznaczonym do tego celu preparatem.

4. Dokumenty związane:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2009 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 128) zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Pobieranie oraz przygotowanie materiału do badań IT/02/LZBSzZiP

Umowa na wykonanie badań - ZOZ F/01/ LZBSzZiP

Umowa na wykonanie badań – pacjent prywatny F/02/LZBSzZiP

Skierowanie na badania diagnostyczne w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Zakładu Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii - F/03/ LZBSzZiP.